

# MLT REPORT

## 猫ワクチンセット検査「Vセット」の受託開始 および「V-F9 セット」と「V-255 セット」の中止のご案内

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素より、マルピー・ライフテック(株)をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、どのメーカーの猫ワクチン(2018年1月現在)でもコアワクチンの効果判定ができる猫ワクチンセット検査「Vセット」を2018年2月13日(火)より開始することになりましたので、ご案内申し上げます。

これに伴い、従来ご利用頂きました「V-F9 セット」と「V-255 セット」は、2018年2月9日(金)受付をもって中止させていただきます。

### 【猫ワクチンセット検査「Vセット」の特徴】

①すべての猫ワクチン(2018年1月現在)でコアワクチンのワクチン効果判定が可能に※1

⇒接種したワクチンの違いでセット項目(V-F9 セット、V-255 セット)の選択が不要になります。

⇒F9 株、255 株以外の猫カリシウイルス(FCV)ワクチンの効果判定が可能になります。

②ヘパリン血漿でも検査可能に※2

③少量の血清(血漿)で検査可能に(0.3mL⇒0.1mL)※1、※2

④検査報告日数が短縮(7日以内⇒5日以内※3)※1、※2

⑤検査料金は変わりません(弊社までお問い合わせください)

⑥基準値が変わります。新しい基準値は弊社HPよりダウンロードいただけます。

※1:FCV抗体価検査の方法を中和試験から、血清型特異性のない免疫ペルオキシダーゼブラック染色法(IP法)に変更したため。

※2:猫ヘルペスウイルス1型(FHV-1)抗体価検査の方法を中和試験からIP法に変更したため。

(猫パルボウイルス抗体(FPV)についてはこれまで通り、赤血球凝集抑制(HI)試験で実施します)

※3:弊社受付日を0日とした営業日換算(土、日、祝日、弊社指定休日を除く)

### 【猫ワクチンセット検査「Vセット」の開始日】

2018年2月13日(火)到着分より開始いたします

⇒現在お配りしている「臨床検査依頼書 猫用」には「Vセット」の項目がありません。ご依頼の際は右上の備考欄にVセットとご記入ください。

⇒2018年2月13日以降に、V-F9 セット、V-255 セットをご依頼されている場合はVセットとして受けさせていただきます。予めご了承ください。

**マルピー・ライフテック株式会社**

〒563-0011 大阪府池田市伏尾町 103 番地

F A X : 072 - 754 - 2208、URL:<http://www.m-lt.co.jp>