

# MLT REPORT

## 犬ワクチンセット検査の犬パルボウイルス(CPV)抗体の 検査方法の変更について(2020年9月1日受付分より)

弊社では、犬ワクチンセット検査の犬パルボウイルス(CPV)抗体の検査方法は現在 ELISA 法で実施しております。以前は HI 法で行っていましたが、共立製薬のキャニバック®での CPV 抗体検出のため ELISA 法に変更し、現在に至ります。

この度、キャニバック®発売中止から半年以上が経過いたしましたので、CPV 抗体の検査方法を現在の ELISA 法から HI 法に再度変更いたします。

なお、キャニバック®接種での CPV 抗体検出の必要性を踏まえ、以前のようにキャニバック®専用のワクチンセット検査を設けさせていただき、CPV 抗体を ELISA 法にて検査を実施いたします。

### <ご注意点>

- ・ CPV 抗体の検査方法の変更 (ELISA 法→HI 法) による基準値の変更はありません。  
お配りしている「犬のワクチン抗体価検査 検査結果のご案内」は引き続きご使用いただけます。
- ・ CPV 抗体の検査方法の変更 (ELISA 法→HI 法) により必要検体量を変更します。  
犬ワクチンセット A セット : 0.075mL → 0.1mL  
犬ワクチンセット B セット : 0.1mL → 0.15mL
- ・ キャニバック®接種でのワクチン効果の判定をご希望の際にはお手数ではございますが、依頼書の「備考欄」にキャニバック A またはキャニバック B とご記入の上、ご依頼ください。
- ・ キャニバック®セット (A、B) は、犬ワクチンセット (A、B) と同額料金にてご提供いたします。
- ・ 所要日数はキャニバック®セットのほうが長くなります (7 日以内)。

●検査方法の変更日は 2020 年 9 月 1 日受付分からとさせていただきます。

※キャニバック®セットはキャニバック®発売中止による特別な検査のため、1 年後には検査中止とさせていただきます。

キャニバックは共立製薬の商標です

**マルピー・ライフテック株式会社**

お客様センター

〒563-0011 大阪府池田市伏尾町 103 番地

TEL : 072-753-0335 FAX : 072-754-2208

E-mail : support@m-lt.co.jp

URL : <https://www.m-lt.co.jp>

2020 年 8 月 18 日～配信

受付時間 : 午前 9 時～午後 17 時 30 分 (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

## 犬ワクチンセット検査

セット名	項目:検査方法	検査材料 検体量	送付方法	所要日数 ※4	検査料金 ※6
犬ワクチンセット A セット	CDV:IP CPV:HI ※2	血清・血漿 0.1mL ※3	常温・冷蔵	5 日以内	2,500 円
犬ワクチンセット B セット	CDV:IP CPV:HI ※2 CAV-1:ELISA	血清・血漿 0.15mL ※3			3,500 円
キャニバック® セット A セット ※1	CDV:IP CPV:ELISA	血清・血漿 0.075mL	常温・冷蔵	7 日以内 ※5	2,500 円 ※7
キャニバック® セット B セット ※1	CDV:IP CPV:ELISA CAV-1:ELISA	血清・血漿 0.1mL			3,500 円 ※7

●キャニバック®セットは1年後には検査中止とさせていただきます

※1:キャニバック®接種でのワクチン効果の判定をご希望の際には、依頼書の「備考欄」にキャニバック A またはキャニバック B とご記入の上、ご依頼ください。

※2:CPV 抗体の検査方法の変更(ELISA 法→HI 法)による基準値の変更はありません。

※3:CPV 抗体の検査方法の変更(ELISA 法→HI 法)により必要検体量を変更します。

・犬ワクチンセット A セット:0.075mL→0.1mL

・犬ワクチンセット B セット:0.1mL→0.15mL

※4:受付日を0日とした営業日換算(土曜、日曜、祝日および弊社に指定休日を除く)です。

※5:キャニバック®セット(A、B)の所要日数は犬ワクチンセット(A、B)より長くなります。

※6:会員料金(税別)です。非会員の場合、1検体当たり2,000円(税別)の取扱手数料が加算されます。

※7:キャニバック®セット(A、B)は、犬ワクチンセット(A、B)と同額料金にてご提供いたします。

キャニバックは共立製薬の商標です

**マルピー・ライフテック株式会社**

お客様センター

〒563-0011 大阪府池田市伏尾町103番地

TEL: 072-753-0335 FAX: 072-754-2208

E-mail: support@m-lt.co.jp

URL: https://www.m-lt.co.jp

2020年8月18日～配信

受付時間: 午前9時～午後17時30分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)