

動物病院様 各位

犬心臓バイオマーカー【NT-proANP】
⇒80ng/mLまで測定できるようになりました。

項目	検査方法	送付方法 ※1	検査材料	所要日数 ※2
NT-proANP	ELISA	冷凍	血清 0.1ml	6日以内

※1: 本検査は冷凍した検体を保持する必要がありますので、横浜ラボ直送の受付検査となります。

大阪ラボ経由の場合には冷凍状態を保持できない可能性がありますので、お受けできません。

※2: 所要日数は弊社到着日を0日とした営業日換算(土・日・祝日・弊社指定休業日は含みません)となっております。

▼測定値について(DSファーマアニマルヘルス株式会社調べ)

- ・測定値が参考基準値 21ng/mlを超えていれば、必要に応じて各種検査を行うことを推奨します。
- ・測定値が 40ng/ml を超えていれば、ACVIM stage B1 以上を診断するための判断基準値に近い血中濃度となるため、必要に応じた精密検査を推奨いたします。

これまでは測定上限を 40ng/mL としておりましたが、40ng/mL を超える測定値の報告をご希望いただくことが多く、検討を重ねた結果、測定上限を 80 ng/mL に見直いたしました。

なお、基準値につきましては変更ありません。

マルピー・ライフテック株式会社
TEL:072-753-0335
E-mail:support@m-lt.co.jp