

豚トキソプラズマ抗体検査

株式会社エム・エル・ティー

- ・ 初めてご利用いただく場合は会員登録が必要になります(登録無料)。
 - ・ 新会員登録用紙に必要事項を記入の上、弊社までお送りください(Fax 可)。
 - ・ 登録用紙をお持ちでない場合は弊社までご連絡ください。
 - ・ お急ぎの場合は記入いただいた登録用紙を検査材料に同封して送付いただいても構いません。
- 検査項目名 豚トキソプラズマ(*Toxoplasma gondii*)抗体検査
 - 検査方法 大腸菌組換えトキソプラズマ抗原を用いた ELISA
(本検査の開発に際して帯広畜産大学原虫病研究センターの協力をいただいております。)
 - 検査材料 豚、猪の血清または血漿 0.05mL 以上 (その他の動物種には適応できません。)
 - * 採血後速やかに遠心し、上清を別の容器に入れてください。
 - * 送付容器は割れにくい、漏れにくいものをお使いください。ポリプロピレン容器が適当です。
 - * 郵便で送られる場合
郵便事故を防止するために「定形外封筒」をお使いください。
検査材料はビニールの小袋に入れ、パッキンや厚紙などで包んで封筒にお入れいただくことをお勧めします。
 - 検査材料送付方法 常温(冷蔵、冷凍も可能)
 - * 送付料金については元払いをお願いします。
 - 検査材料送付先 株式会社エム・エル・ティー
〒563-0011 大阪府池田市伏尾町 103 Tel 072-753-0335 Fax 072-754-2208
 - 検査報告日数 弊社到着後 4 日以内
(土日祝日は含みません。なお、年末年始、GW、お盆はこの限りではありません。)
 - 検査結果報告方法 Fax、郵送(有料) を選択いただけます。
 - 検査料金 (1 サンプル当たり) (同じ検査依頼者が一度に送付されたサンプル数といたします。)
 - ・ 10 サンプル未満 ・ 10 サンプル以上 * 2024 年 2 月 5 日より価格改定いたしました。
 - * 改定後の料金につきましては、別途お問い合わせください。
 - * 豚流行性下痢症(PED)ウイルス抗体検査も実施しております。 お問い合わせください。

以上

株式会社エム・エル・ティー

〒563-0011 大阪府池田市伏尾町 103

TEL 072-753-0335

FAX 072-754-2208

豚流行性下痢症(PED)ウイルス抗体検査

株式会社エム・エル・ティー

初めてご利用いただく場合は会員登録が必要になります(登録無料)。

新会員登録用紙に必要事項を記入の上、弊社までお送りください(Fax 可)。

登録用紙をお持ちでない場合は弊社までご連絡ください。

お急ぎの場合は記入いただいた登録用紙を検査材料に同封して送付いただいても構いません。

- 検査項目名 豚流行性下痢症(PED)ウイルス抗体検査
- 検査方法 中和試験
- 検査材料 豚、猪の血清または血漿 0.2mL 以上
 - * 採血後速やかに遠心し、上清を別の容器に入れてください。
 - * 送付容器は割れにくい、漏れにくいものをお使いください。ポリプロピレン容器が適当です。
 - * 郵便で送られる場合
郵便事故を防止するために出来るだけ定形外封筒をお使いください。
検査材料はビニールの小袋に入れ、パッキンや厚紙などで包んで封筒にお入れいただくことをお勧めします。
- 検査材料送付方法 常温(冷蔵、冷凍も可能)
 - * 送付料金については元払いをお願いします。
- 検査材料送付先 株式会社エム・エル・ティー
〒563-0011 大阪府池田市伏尾町 103 Tel 072-753-0335 Fax 072-754-2208
- 検査報告日数 弊社到着後 5 日以内
(土日祝日は含みません。なお、年末年始、GW、お盆はこの限りではありません。)
- 検査結果報告方法 Fax、郵送(有料)、メール を選択いただけます。
- 検査料金 別途お問い合わせください。
- 結果判定基準

野外感染に対する防御能判定基準(ワクチン効果)	16 倍以上
野外感染の診断基準(ワクチン未接種で生後 1 ヶ月以上の場合)	8 倍以上

以上

株式会社エム・エル・ティー

〒563-0011 大阪府池田市伏尾町 103

TEL 072-753-0335

FAX 072-754-2208