


## 猫パルボウイルス (FPV)

猫は猫パルボウイルス (FPV) 以外に犬パルボウイルス (CPV) にも感染します。

★検査材料は遺伝子専用としてお送りください。遺伝子以外の項目と重複している場合は必ず遺伝子用に材料を分けてください。

項目名	検査材料	送付方法	所要日数	検査方法	検査項目の説明、注意事項
FPV 遺伝子★	 糞便 適量	 常温 冷蔵	4日 以内	PCR	1. 高感度に検出します (抗原検査に比べ約 100 倍高感度です)。 2. 本検査は FPV と CPV を区別して検出します。 <b>ワクチンの影響</b> FPV 生ワクチン接種後 3 週間ほどは遺伝子が検出されることがあります (不活化ワクチンでは遺伝子は検出されません)。
	 全血 血清 (血漿) 0.4mL				
FPV HI 抗体	 血清 (血漿) 0.1mL	 常温 冷蔵	4日 以内	HI	1. FPV ワクチン未接種の幼齢猫 (4ヶ月齢以下) の場合のみ本検査での診断が可能です。 1ヶ月齢 ▶ 2560 以上 2ヶ月齢 ▶ 320 以上 3ヶ月齢 ▶ 40 以上 4ヶ月齢 ▶ 10 以上 2. ワクチン効果判定には猫ワクチンセット (30 ページ) をご利用ください。