



猫感染症健康セット・猫ワクチンセット

猫感染症健康セット

▶感染のチェックのためのセット検査です。

セット名	項目	検査材料	送付方法	所要日数	検査項目の説明、注意事項
Fセット	FIV 抗体 FeLV 抗原 FCoV 抗体	 血清 (血漿) 0.2mL	常温 冷蔵 △	5日 以内	<ol style="list-style-type: none"> 1. 家猫以外の猫科動物 (ライオンやチーターなど) の場合、若干検出感度が低下することがあります。 2. FeLV 抗原は外環境において失活しやすい傾向があるため、夏季には速達郵便や宅急便で送付することをお勧めします。
Tセット	FIV 抗体 FeLV 抗原 FCoV 抗体 トキソプラズマ抗体	 血清 (血漿) 0.3mL		7日 以内	