

オプション項目

- 弊社で病理組織診断された検体に対するオプションです。いずれも別料金を申し受けます。
- 検査依頼時に各項目にチェックしていただくか、診断書返送後に FAX あるいは電話でご注文ください。
- 検査依頼と同時にご注文いただいた場合の所要日数は、診断書返送後の日数となります。注) 受注状況により納期が延びる場合があります。

HE 染色標本	所要日数	内容	説明事項
HE 染色標本	約12日	診断時に作製した標本すべて	注) 特殊染色標本の販売は行っていません

デジタル顕微鏡写真	所要日数	内容	説明事項
デジタル顕微鏡写真 - A	20~30日	デジタル写真 (適当枚、写真の説明はつきません)	1. CD-R での販売になります。 2. デジタルカラー写真 (jpeg 形式、1360 × 1024pixel) です。 3. 写真説明は後からでもご依頼いただけます。
デジタル顕微鏡写真 - B	20~30日	上記 + 5 枚までの写真説明	
顕微鏡写真説明 (1 枚)	20~30日	デジタル写真 A のうち、ご希望の写真に説明をお付けします。	

未染色標本	所要日数	内容	説明事項
未染色標本 通常スライド	7~10日	未染色通常スライド標本 1 枚	1. 研究などの目的で、病院にて種々の染色を実施される方向けに、結果報告済みの検査に限り販売いたしております。 2. パラフィンブロックから薄切された標本がスライドガラスに載った状態での販売です。 3. 染色用途に合わせて、スライドの種類をお選び下さい。 4. 免疫染色や銀染色は剥離防止シランコーティングスライドをお勧めします。 5. その他多くの特殊染色は通常スライド標本で実施可能です。 6. HE 染色標本をご購入済みの場合で染色したい標本番号がお分かりの場合は標本番号をご連絡ください。それ以外の場合は、染色目的をご連絡いただくか、病理診断医にご相談ください。 7. set 品目は 1 ブロックから 5 枚薄切標本を作製したもので、同一標本が 5 枚となります。異なる部位の標本が 5 枚ではない点にご注意ください。 8. 種々の免疫染色や特殊染色などの標本作製はお受けしていません。
未染色標本 通常スライド set	7~10日	未染色通常スライド標本 5 枚 (同一標本)	
未染色標本 剥離防止シランコーティングスライド	7~10日	未染色 剥離防止シランコーティングスライド標本 1 枚	
未染色標本 剥離防止シランコーティングスライド set	7~10日	未染色 剥離防止シランコーティングスライド標本 5 枚 (同一標本)	