

動物病院様 各位

犬心臓バイオマーカー【NT-proANP】測定開始のお知らせ

N 末端プロ心房性ナトリウム利尿ペプチド(NT-proANP)は左心房の負荷状況を反映し、臨床的に無兆候の時から上昇することから、犬に多い僧帽弁閉鎖不全症や、うっ血性左心不全のバイオマーカーとして有効であると考えられています。弊社はこの NT-proANP に着目して、血清で手軽に測定できる検査を開始させていただくことになりました。

測定開始日:2021年5月10日(月)

項目	検査方法	送付方法 ※1	検査材料	所要日数 ※2
NT-proANP	ELISA	冷凍	血清 0.1mL	6日以内

※1 本検査は検体の冷凍状態を保持する必要がありますので、横浜ラボへ冷凍で直送いただく検査となります。

【横浜ラボ】〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 24-4 第6セキビル 2F
電話:045-479-6685

大阪ラボ経由の場合には冷凍状態を保持できない可能性がありますのでお受けできません。

※2 所要日数:弊社到着日を0日とした営業日換算(土・日・祝日・弊社指定休業日は含みません)

▼測定値について(DSファーマアニマルヘルス株式会社調べ)

- ・測定値が参考基準値 21ng/mL を超えていれば、必要に応じて各種検査を行うことを推奨します。
- ・測定値が **40ng/mL を超えていれば**、ACVIM stage B1 以上の可能性が疑われます。必要に応じた精密検査を推奨いたします。

●測定上限:40ng/mL

マルピー・ライフテック株式会社
TEL:072-753-0335
E-mail:support@m-lt.co.jp