

# 犬レプトスピラ (*Leptospira spp.*)

大阪ラボ

★検査材料は遺伝子検査用としてお送りください。  
遺伝子以外の項目と重複している場合は必ず遺伝子用に材料を分けてください。

項目名	検査材料	送付方法	所要日数	検査方法	検査項目の説明、注意事項
レプトスピラ 遺伝子★	尿 1mL	常温	5日 以内	PCR	<ol style="list-style-type: none"><li>レプトスピラの感染を高感度に検出します。</li><li>血液中と尿中からのレプトスピラの検出時期は必ずしも一致していません。 急性期(発症時)の場合は全血材料、慢性期の場合は尿材料が適当です。</li><li>本検査ではレプトスピラの血清型を区別することはできません。</li><li>レプトスピラは抗菌剤投与により、陰転することがあります。</li></ol>
	全血 (EDTA処理) 0.4mL	冷蔵			