

■ 病理組織検査

～ホルマリン固定臓器・パラフィンブロック・HE 染色標本からの病理組織診断～

項目名	検査材料	所要 日数	送付 方法	報告形式	検査項目の説明、注意事項
病理検査 S (スタンダード) コース	ホルマリン固定臓器 または パラフィンブロック	3日	常温 禁冷凍	病理組織診断書 + WEB上で閲覧可能な 通常画質の画像 (画像不要の場合は 200円値引)	迅速かつ低コストで検査を実施します。 【染色】 HE 染色標本(肥満細胞腫が疑われる 場合のトリイズンブルー染色のみ無料で実施) で迅速性を確保し、特殊染色・免疫染色による 鑑別診断が必要な場合は追加料金で可能。
病理検査 E (エクストラ) コース	ホルマリン固定臓器 または パラフィンブロック	3～6日	常温 禁冷凍	病理組織診断書 (画像なし)	確実かつ詳細な検査を実施します。 【染色】 確定診断に必要と思われる特殊染 色・免疫染色とリンパ腫症例(犬・猫)のTおよ びB細胞系免疫染色(CD3、CD20)は追加料 金なしで実施します。 ▶上記以外に追加で特殊染色・免疫染色をご希 望の場合は追加料金で可能。
細胞診検査 (細胞診) コース	塗抹標本 スタンプ標本	1日	常温	細胞診検査診断書 + WEB上で閲覧可能な 通常画質の画像 (画像不要の場合は 200円値引)	送付いただく塗抹標本は染色済み、未染色標本 (乾燥固定(風乾)は必須)どちらも構いません。
病理検査 AP (剖検材料) コース	ホルマリン固定臓器 または パラフィンブロック	3～23日	常温 禁冷凍	病理組織診断書 (画像なし)	病理解剖にて採取した臓器について総合的な診 断や死因の解明を行います。 (病理解剖は実施していません) エクストラコースと同様、確定診断に必要と思わ れる特殊染色・免疫染色は追加料金なしで実施 いたします。
病理検査 H (HE 染色標本 送付コース)	HE染色標本	3～6日	常温	病理組織診断書 (画像なし)	セカンドオピニオンの際にご利用ください。セ カンドオピニオンをご希望の場合、最初の病理 組織診断結果を必ず一緒にお送りください。HE 染色標本以外の特殊染色がある場合には、それ も合わせてお送りください。

※報告日数は、弊社受付日を0日とした営業日換算となっております。(土日、祝日、弊社指定休日を除く)

※死亡例は剖検材料コースになります

※弊社WEB会員にご登録(無料)いただくと、すべてのコースの診断書・報告書・画像のWEBでの閲覧、印刷、ダウンロードが可能になります。