

■ 犬心臓バイオマーカー

横浜ラボ

| 検査項目 | 検査材料 | 送付方法 | 所要日数※1 | 検査方法 | 参考基準値 |
|------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| NT-proANP (N末端プロ心房性ナトリウム利尿ペプチド) | 血清 0.1mL | 冷凍 ※2 | 5日 以内 | ラテックス凝集比濁法 (LA) | 0~21ng/mL |

2023年7月より検査方法を変更いたしました。(ELISA⇒LA)

※1: 受付日を0日とした営業日換算(土曜、日曜、祝日、および弊社の指定休日を除く)です。

※2: 弊社横浜ラボに冷凍状態で直送していただく検査になります。