

◆2017年11月1日より、ネコSAAの受託検査を再開いたしました。◆

## その他の検査

横浜ラボ

### ■ 免疫学検査

項目名	検査材料	送付方法	所要日数	検査方法	参考基準値
イヌCRP	血清 0.2mL	<input type="button" value="冷蔵"/> <input type="button" value="冷凍"/>	4日以内	LA	1.0mg/dL 以下

◎ イヌCRPの測定方法が変更になりました。 TIA ⇒ LA

LA : Latex Agglutination

項目名	検査材料	送付方法	所要日数	検査方法	参考基準値
ネコSAA	血清 0.2mL	<input type="button" value="冷蔵"/> <input type="button" value="冷凍"/>	4日以内	LA	6.0 $\mu$ g/mL 以下

LA : Latex Agglutination

● イヌCRP、ネコSAAとも横浜ラボにお送りください